**Description of this Thermometer**

- EN**
- ① ON/OFF button
 - ② Display
 - ③ Battery compartment cover
 - ④ Measuring sensor

Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- The instrument may be used only for measuring body temperature!
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the instrument from impact and dropping!
- Avoid bending the tip more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the instrument. The instrument must be intact when immersed in liquid disinfectant.
- We recommend this instrument is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact Microlife-Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part**Turning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer can now be read. To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 3 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

Approx. measuring time: 1 minute!

► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

Approx. measuring time: 1 minute!

► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes is recommended regardless of the beep sound.

Cleaning and Disinfecting

Name: Isopropyl alcohol 70%; immerse: max. 24 hours.

Battery Replacement

When the ▼ symbol (upside-down triangle) appears at the display field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type and hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type:	Maximum thermometer
Measurement range:	32.0 °C to 43.9 °C Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low) Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
Measurement accuracy:	± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Operating conditions:	10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Storage conditions:	-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery:	1.5/1.55 V; LR41
Battery lifetime:	approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class:	IP67
Reference to standards:	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Expected service life:	5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Guarantee

We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well and send with sufficient postage to the Microlife distributor.

Описание термометра

- ① Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- ② Дисплей
- ③ Крышка батарейного отсека
- ④ Измерительный датчик

RU**Описание на термометъра**

- ① Бутон Вкл./Изкл. (ON/OFF)
- ② Дисплей
- ③ Капак на отделението за батерии
- ④ Измерителен сензор

Важни инструкции за безопасност

- Следвайте инструкциите по използването. В този документ се съдържат важни сведения за работа и безопасността на това устройство. Перед използването на устройството, пожалуйста, внимателно прочитайте този документ и съхранете го за дальнейшето използване.
- Прибор можно использовать только для измерения температуры тела!
- Минимальное время измерения до появления звукового сигнала обязательно должно совпадать!
- Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра, поскольку некоторые его части могут быть проглотчены.
- Не используйте устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей, например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями. Во время использования устройства минимальное расстояние от источников таких полей должно составлять 3,3 м.
- Оберегайтесь прибор от ударов и падений!
- Избегайте сгибания наконечника термометра более чем на 45°!
- При хранении и использовании прибора температура окружающей среды не должна превышать 60 °C. НИКОГДА не подвергайте прибор кипячению!
- Для очистки прибора используйте только имеющиеся в продаже дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе «Очистка и дезинфекция». Погружайте в жидкое дезинфицирующее средство можно только неповрежденный прибор.
- Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года либо после механического удара (например, падения). Для проверки пожалуйста, обратитесь в сервисную службу Microlife.

- ВНИМАНИЕ:** Результат измерения, сделанный этим прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только на результат измерения.
- Батареи и электронные приборы следуют утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

- Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.
- Изделие типа BF**

Включение термометра

Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ①; короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра. Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор символов, подтверждающих исправность прибора.

Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на дисплее ② появляются символ «L» и мигающий символ «C».

Термометр готов к работе.

Функциональная проверка

Правильность работы термометра проверяется автоматически при каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность измерения) на дисплее выводится сообщение «ERR», и измерение становится невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.

Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ «C» мигает. Измерение прекращается, когда увеличение температуры составляет менее 0,1 °C за 16 секунд, а на дисплее ② появляются символ «L» и мигающий символ «C».

Термометр готов к работе.

Проверка за изправност

Правилното функциониране на термометъра се проверява автоматично при всяко включване на термометъра. Ако се установи повреда (неточност при измерване), това се обозначава чрез «ERR» на дисплея и измерването става невъзможно. В този случай термометър трябва да бъде подменен.

Използване на термометъра

Изберете предпочитания от Вас метод за измерване. Когато измервате температура, текущата температура непрекъснато е изведена на дисплея и символа «C» мига. Ако звуковият сигнал се чуе 10 пъти и «C» вече не мига, то това означава, че измереното увеличение на температурата е по-малко от 0,1 °C в 16 секунди и че може да бъде изчислена измерената от термометъра стойност.

За да удължите живота на батерията, изключете термометъра чрез кратко натискане на бутона Вкл./Изкл. ①. В противен случай, термометърът автоматично се изключи след 10 минути.

Съхранение на измерените стойности

Ако бутонът за включване/изключване ① се задържи натиснат за повече от 3 секунди при включването на термометъра, максималната температура, която автоматично се запаметява по време на предишното измерване, се извежда на дисплея. В същото време «M» за памет се появява в полето на дисплея. Задържането на бутона се прекратява, когато измерената стойност изчезва и термометърът е готов за измерване.

Сохранение результатов измерения

При натискането ВКЛ/ВЫКЛ ① дълже 3 секунди при включении термометра отбира се максимальная температура, автоматически сохраненная во время последнего измерения. При этом на дисплее отображается символ «M» (память). Через 3 секунды после того, как кнопка была отпущена, значение температуры исчезает, и термометр готов к новому измерению.

Приемлемый временной интервал измерения: 1 минута!

► В роту (орально) / 35.5 - 37.5 °C
Расположите термометр в подъязычная области, слева или справа от корня языка. Измерительный датчик ④ должен находиться в хорошем контакте с языками. Закройте рот и ровно дышьте носом, чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не влился на результат измерения.

► В заднем проходе (ректально) / 36.6 - 38.0 °C
Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный датчик ④ термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.

► В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34.7 - 37.3 °C
Для получения более надежных результатов мы рекомендуем измерять температуру орально или ректально. Рекомендуется соблюдать минимальное время измерения 3-5 минут независимо от звукового сигнала.

Способы измерения / Нормальная температура тела

► В устах (орально) / 35.5 - 37.5 °C
Поставьте термометр в един из двух кавити на подъязык, налево или направо от основата языка. Измерительный датчик ④ должен находиться в хорошем контакте с языками. Закройте рот и ровно дышьте носом, чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не влился на результат измерения.

► В ану (ректально) / 36.6 - 38.0 °C
Това е най-точният метод за измерване и е особено подходящ за бебета и малки деца. Внимателно поставете измервателяния датчик ④ на термометра 2 до 3 см навътре в аналния отвор.

► Пропризитивно време за измерване: 1 минута!

► В ану (ректально) / 34.7 - 37.3 °C
Поставете термометър в един от двете торбички под езика, вляво или вляво от основата на языка. Измервателят датчик ④ трябва да е добър контакт със сърцето. Затворете устата и дишайте равномерно през носа, за да предотвратите повлияване на измерването от вдихането/издихането въздух.

► Пропризитивно време за измерване: 1 минута!

► В подмышечната впадина (аксиллярно) / 34.7 - 37.3 °C
За да получите по-надеждни резултати, препръгнете температурата се измерва орально или ректально. Препръгнете време за измерване 3-5 минути независимо от звуковия сигнал.

Почистване и дезинфекциране

Име: Изопропил алкохол 70%; потопете: макс. 24 часа.

Смяна на батерии

Когато символът ▼ (обратнат надолу триъгълник) се появява на дисплея, батерията е източена и трябва да се подменят. За да подмените батерията, отстранете капака на отделението за батерии ③ от термометъра. Поставете новата батерия с + нагоре. Уверете се, че имате същия тип батерия. Батерии могат да бъдат закупени във всеки магазин за електроуреди.

Технические спецификации

Тип: Максимальный термометр
Диапазон измерений: от 32,0 °C до 43,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая)
Темп. > 43,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)

Точность измерений: ± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C

Условия применения: 10 - 40 °C; 15-95 % относительная влажность

Условия хранения: -25 - +60 °C; максимальная относительная влажность 95 %

Батареи: 1,5/1,55 V; LR41

Срок службы: примерно 4500 измерений (при использовании новой батареи)

Класс защиты: IP67

Соответствие стандартам: EN 12470-3, медицинские термометры

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Ожидаемый срок службы: 5 лет или 10000 измерений

Этот термометр соответствует требованиям директивы 93/42/EEC

Технические характеристики

Тип: Максимальный термометр

Обхват на измерение: 32,0 °C до 43,9 °C

Темп. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая)

Темп. > 43,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)

Точность на измерение: ± 0,1 °C между 34 °C и 42 °C

Условия на измерение: 10 - 40 °C; 15-95 % относительная влажность

Батареи: 1,5/1,55 V; LR41

Жизнеспособность батареи: Приблизительно 4500 измерений (при использовании новой батареи)

IP класс защищённости: IP67


Препрятка к юм: EN 12470-3; клинические термометры;

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Срок службы: 5 лет или 10000 измерений

Прибор соответствует стандартам: EN 12470-3, медицинские термометры

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-



Popis teplomeru

SK

- ① Tlačidlo ON/OFF
② Displej
③ Kryt prieskor pre baterie
④ Meraci snímač
- Dôležité bezpečnostné pokyny**
- Postupujte podľa návodu na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke a bezpečnosti tohto zariadenia. Pred používaním zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho na ďalšiu použitie.
 - Výrobok je možné použiť len na meranie telesnej teploty!
 - Vždy je nutné dodržať minimálny čas merania, kym sa neozvee pripomienka!
 - Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru; niektoré časti sú príliš malé a deti by ich mohli prehliť.
 - Nepoužívajte prístroj blízko silných elektromagnetických polí, ako sú mobilné telefóny alebo rádiové zariadenia. Dodržajte minimálnu vzdialenosť 3,3 m od týchto zariadení, ak používate prístroj.
 - Výrobok sa nesmí používať pred pádmami a náramkami!
 - Neohýbajte špičku v hule väčšom než 45°!
 - Výrobok nevysťavujte teplatom nad 60 °C. Teplomer NEVYVÁRAJE!
 - Na čistenie výrobku používajte len bežne predávané dezinfekčné prostriedky uvedené v sekcii «Čistenie a dezinfekcia». Pred ponorením do kúpalného dezinfekčného prostriedku nesmie byť výrobok poškodený.
 - Odporúčame nechať prekontrolovať presnosť teplomera raz za dva roky alebo po mechanickom náraze (napr. páde). Prosím kontaktujte servisné stredisko Microlife, ktoré môže vykonať kontroly.

UPOZORNENIE: Výsledok merania dany týmto prístrojom nie je diagnóza! Nespoliehajte sa len na výsledok merania. Batérie a elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestne platnémi predpismi, nie s domácim odpadom.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.

Priložné časti typu BF.

Zapnutie teplomeru

Teplomer zapnete stlačením tlačidla ON/OFF ①; krátke pripnutie signalizuje, že je «teplomer zapnutý». Prebehne test displeja. Všetky segmenty sa bude zobraziť.

Ak je teplota okolia nižšia než 32 °C, na displeji ② sa objaví «L» a blikajúce «C», teplomer je pripravený na použitie.

Funkčná skúška

Správna funkcia teplomera je automaticky testovaná pri každom zapnutí. V prípade zistenia poruchy (nepresné meranie), sa na displeji objaví «ERR» a meranie nie je možné vykonať. V tom prípade je nutné teplomer vymeriť.

Použitie teplomera

Zvoľte si obľúbenú metódu merania. Pri používaní teplomera je neustále aktualizovaný údaj teploty «C» a bliká symbol. Ak zaznie zvukový signál 10 krát a symbol «C» prestane blikat, znamená to, že zmeraný náraď teploty je už nižší než 0,1 °C za 16 sekúnd a že je možné odčítať údaj z displeja.

Zivotnosť batérie predstavuje, ak teplomer vypnete krátkym stlačením tlačidla ON/OFF ①. Ak tlačidlo nestlačíte, teplomer sa automaticky vypne príbližne po 10 minučach.

Uloženie nameraných hodôt

Ak tlačidlo ON/OFF ① pridržíte pri zapnutí stlačené dlhšie než 3 sekundy, automaticky sa zobrazi najväčšia naposledy zmeraná teplota. Súčasne sa na displeji objaví symbol pamäte «M». Príbližne 3 sekundy po uvolnení tlačidla hodnota teploty zmizne a teplomer je pripravený na meranie.

Metódy merania / Normálna telesná teplota

► **V ústach (orálna) / 35,5 - 37,5 °C**
Teplomer zasúťte do jednej z dvoch priebehov pod jazykom, naľavo alebo napravo od koreňa jazyka. Meraci snímač ④ musí mať dobrý kontakt s tkánim. Zavrite ústa a rovnomerne dýchajte nosom, aby meranie nebolo ovplyvnené výduchom/výduchným vzduchom. Príkl. čas merania: 1 minútka!

► **V kônečku (rektaľne) / 36,6 - 38,0 °C**

Najspoločnejšia metóda merania, zvlášť vhodná pre dojčiatá a malé deti. Meraci snímač ④ opatrné zasúťte 2 až 3 cm do ánala detí. Príkl. čas merania: 1 minútka!

► **V podpažušnej jamke (axílare) / 34,7 - 37,3 °C**

Ak chcete získať spoločné výsledky, odporúčame vám odmerať teplomer orálnu alebo rektaľnu. Minimálna odporúčaná doba merania v podpažuši je 3-5 minút bez ohľadu na zvukovú signalizáciu.

Čistenie a dezinfekcia

Názov: Isopropylalkohol 70%; ponorenie: max. 24 hodín.

Výmena batérie

Ak sa na displeji objaví symbol «▼» (trojuholník stojaci na špičke), je batéria vybitá a je nutné ju vymeniť. Ak chcete batériu vymeniť, odoberte z teplomera kryt prieskor pre batériu ③. Vložte novú batériu značkou + nahor. Vždy majte prípravenú náhradnú batériu rovnakého typu. Batéria je možné zakúpiť v lubovolnom obchode s elektronikou.

Technické údaje

Typ:	Maximálny teplomer
Rozsah merania:	32,0 °C až 43,9 °C Teplota < 32,0 °C: zobrazuje sa «L» symbol (priči nízka teplota) Teplota > 43,9 °C: zobrazuje sa «H» symbol (priči vysoká teplota)
Presnosť merania:	± 0,1 °C v rozsahu 34 °C až 42 °C Prevažovacie podmienky: 10 - 40 °C; maximálna relativná vlhkosť 15-95 %
Skladovacie podmienky:	-25 - +60 °C; maximálna relativná vlhkosť 15-95 %
Bateria:	1,5/1,55 V; LR41
Zivotnosť batérie:	približne 4500 meraní (pri novej batérii)
IP trieda:	IP67
Odkaz na normy:	EN 12470-3, klinické teplometry; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Predpokladaná životnosť: 5 rokov alebo 10000 vykonaných meraní

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

Zmena technickej špecifikácie vyhradená.

Záruka

Na teplomer sa vzťahuje záruka počas celej doby životnosti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Batéria a balenie sú vylúčene zo záruky. Akékoľvek iné nároky založené na záruke sú týmto vylúčené. Pri uplatnení záruky predložte doklad o kúpe. Chybny výrobok dobre zabafte a zašlite svojmu predajcovi.

microlife®

SR

Opis teplomeru

SK

- ① Tlačidlo ON/OFF
② displej
③ kryt prieskor pre baterie
④ meraci snímač

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Postupujte podľa návodu na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke a bezpečnosti tohto zariadenia. Pred používaním zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho na ďalšiu použitie.
- Výrobok je možné použiť len na meranie telesnej teploty!
- Vždy je nutné dodržať minimálny čas merania, kym sa neozvee pripomienka!
- Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru; niektoré časti sú príliš malé a deti by ich mohli prehliť.
- Nepoužívajte prístroj blízko silných elektromagnetických polí, ako sú mobilné telefóny alebo rádiové zariadenia. Dodržajte minimálnu vzdialenosť 3,3 m od týchto zariadení, ak používate prístroj.
- Výrobok sa nesmí používať pred pádmami a náramkami!
- Neohýbajte špičku v hule väčšom než 45°!
- Výrobok nevysťavujte teplatom nad 60 °C. Teplomer NEVYVÁRAJE!
- Na čistenie výrobku používajte len bežne predávané dezinfekčné prostriedky uvedené v sekcii «Čistenie a dezinfekcia». Pred ponorením do kúpalného dezinfekčného prostriedku nesmie byť výrobok poškodený.
- Odporúčame nechať prekontrolovať presnosť teplomera raz za dva roky alebo po mechanickom náraze (napr. páde). Prosím kontaktujte servisné stredisko Microlife, ktoré môže vykonať kontroly.

UPOZORNENIE: Výsledok merania dany týmto prístrojom nie je diagnóza! Nespoliehajte sa len na výsledok merania. Batéria a elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestne platnými predpismi, nie s domácim odpadom.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.

Priložné časti typu BF.

Zapnutie teplomeru

Teplomer zapnete stlačením tlačidla ON/OFF ①; krátke pripnutie signalizuje, že je «teplomer zapnutý». Prebehne test displeja. Všetky segmenty sa bude zobraziť.

Ak je teplota okolia nižšia než 32 °C, na displeji ② sa objaví «L» a blikajúce «C», teplomer je pripravený na použitie.

Funkčná skúška

Správna funkcia teplomera je automaticky testovaná pri každom zapnutí. V prípade zistenia poruchy (nepresné meranie), sa na displeji objaví «ERR» a meranie nie je možné vykonať. V tom prípade je nutné teplomer vymeriť.

Použitie teplomera

Zvoľte si obľúbenú metódu merania. Pri používaní teplomera je neustále aktualizovaný údaj teploty «C» a bliká symbol. Ak zaznie zvukový signál 10 krát a symbol «C» prestane blikat, znamená to, že zmeraný náraď teploty je už nižší než 0,1 °C za 16 sekúnd a že je možné odčítať údaj z displeja.

Zivotnosť batérie predstavuje, ak teplomer vypnete krátkym stlačením tlačidla ON/OFF ①. Ak tlačidlo nestlačíte, teplomer sa automaticky vypne príbližne po 10 minučach.

Uloženie nameraných hodôt

Ak tlačidlo ON/OFF ① pridržíte pri zapnutí stlačené dlhšie než 3 sekundy, automaticky sa zobrazi najväčšia naposledy zmeraná teplota. Súčasne sa na displeji objaví symbol pamäte «M». Príbližne 3 sekundy po uvolnení tlačidla hodnota teploty zmizne a teplomer je pripravený na meranie.

Metódy merania / Normálna telesná teplota

► **V ústach (orálna) / 35,5 - 37,5 °C**
Teplomer zasúťte do jednej z dvoch priebehov pod jazykom, naľavo alebo napravo od koreňa jazyka. Meraci snímač ④ musí mať dobrý kontakt s tkánim. Zavrite ústa a rovnomerne dýchajte nosom, aby meranie nebolo ovplyvnené výduchom/výduchným vzduchom. Príkl. čas merania: 1 minútka!

► **V kônečku (rektaľne) / 36,6 - 38,0 °C**

Najspoločnejšia metóda merania, zvlášť vhodná pre dojčiatá a malé deti. Meraci snímač ④ opatrné zasúťte 2 až 3 cm do ánala detí. Príkl. čas merania: 1 minútka!

► **V podpažušnej jamke (axílare) / 34,7 - 37,3 °C**

Ak chcete získať spoločné výsledky, odporúčame vám odmerať teplomer orálnu alebo rektaľnu. Minimálna odporúčaná doba merania v podpažuši je 3-5 minút bez ohľadu na zvukovú signalizáciu.

Čistenie a dezinfekcia

Názov: Isopropylalkohol 70%; ponorenie: max. 24 hodín.

Výmena batérie

Ak sa na displeji objaví symbol «▼» (trojuholník stojaci na špičke), je batéria vybitá a je nutné ju vymeniť. Ak chcete batériu vymeniť, odoberte z teplomera kryt prieskor pre batériu ③. Vložte novú batériu značkou + nahor. Vždy majte prípravenú náhradnú batériu rovnakého typu. Batéria je možné zakúpiť v lubovolnom obchode s elektronikou.

Technické údaje

Typ:	Maximálny teplomer
Rozsah merania:	32,0 °C až 43,9 °C Teplota < 32,0 °C: zobrazuje sa «L» symbol (priči nízka teplota) Teplota > 43,9 °C: zobrazuje sa «H» symbol (priči vysoká teplota)
Presnosť merania:	± 0,1 °C v rozsahu 34 °C až 42 °C
Prevažovacie podmienky:	10 - 40 °C; maximálna relativná vlhkosť 15-95 %
Skladovacie podmienky:	-25 - +60 °C; maximálna relativná vlhkosť 15-95 %
Bateria:	1,5/1,55 V; LR41
Zivotnosť batérie:	približne 4500 meraní (pri novej batérii)
IP trieda:	IP67
Odkaz na normy:	EN 12470-3, klinické teplometry; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Predpokladaná životnosť: 5 rokov alebo 10000 vykonaných meraní

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

Zmena technickej špecifikácie vyhradená.

Záruka

Na teplomer sa vzťahuje záruka počas celej doby životnosti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Batéria a balenie sú vylúčene zo záruky. Akékoľvek iné nároky založené na záruke sú týmto vylúčené. Pri uplatnení záruky predložte doklad o kúpe. Chybny výrobok dobre zabafte a zašlite svojmu predajcovi.

Opis teplomeru

SL

- ① Tlačidlo ON/OFF
② displej
③ Pokrov za baterie
④ Meraci snímač

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Postupujte podľa návodu na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke a bezpečnosti tohto zariadenia. Pred používaním zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho na ďalšiu použitie.
- Výrobok je možné použiť len na meranie telesnej teploty!
- Vždy je nutné dodržať minimálny čas merania, kym sa neozvee pripomienka!
- Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru; niektoré časti sú príliš malé a deti by ich mohli prehliť.
- Nepoužívajte prístroj blízko silných elektromagnetických polí, ako sú mobilné telefóny alebo rádiové zariadenia. Dodržajte minimálnu vzdialenosť 3,3 m od týchto zariadení, ak používate prístroj.
- Výrobok sa nesmí používať pred pádmami a náramkami!
- Neohýbajte špičku v hule väčšom než 45°!
- Výrobok nevysťavujte teplatom nad 60 °C. Teplomer NEVYVÁRAJE!
- Na čistenie výrobku používajte len bežne predávané dezinfekčné prostriedky uvedené v sekcii «Čistenie a dezinfekcia». Pred ponorením do kúpalného dezinfekčného prostriedku nesmie byť výrobok poškodený.
- Odporúčame nechať prekontrolovať presnosť teplomera raz za dva roky alebo po mechanickom náraze (napr. páde). Prosím kontaktujte servisné stredisko Microlife, ktoré môže vykonať kontroly.

UPOZORNENIE: Výsledok merania dany týmto prístrojom nie je diagnóza! Nespoliehajte sa len na výsledok merania. Batéria a elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestne platnými predpismi, nie s domácim odpadom.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.

Priložné časti typu BF.

Zapnutie teplomeru

Teplomer zapnete stlačením tlačidla ON/OFF ①;